

Le seguenti istruzioni per i pazienti descrivono un prelievo di campioni per l'OC-Sensor FIT-Screening. Riceverete il set necessario per il prelievo (provetta, supporto per toilette) dal laboratorio centrale dell'Ospedale cantonale dei Grigioni.


Preparazione OC-Sensor FIT Screening

Il giorno dell'esecuzione non sono necessarie limitazioni alla dieta.

1. Scrivere nome e cognome, data di nascita e data del prelievo sulla provetta etichettata.




2. Prima dell'evacuazione, per facilitare la raccolta, posizionare il supporto per toilette fornito con il set per il prelievo.




Esecuzione OC-Sensor FIT Screening


3. Dopo l'evacuazione, prendere la provetta ed estrarre il tappo insieme all'asta per il test ruotando leggermente.




4. Strisciare la punta dell'asta per il test in diversi punti del campione fecale.



5. Le scanalature della punta devono essere completamente riempite con il campione fecale.



6. Inserire l'asta per il test nella provetta e richiudere la provetta. Quando si sente un «clic», la provetta è chiusa.




Importante: non ripetere il prelievo!

7. Scuotere con forza la provetta chiusa. Inserire la provetta nel sacchetto di plastica e richiuderlo.



8. Consegnare il più rapidamente possibile la provetta al laboratorio centrale con la busta affrancata fornita; una consegna tempestiva garantisce una buona qualità del campione.



In caso di domande siamo a vostra disposizione.